

<https://www.eichhorn-gme.com/> Modell 1034 /

Modell 1034

Dosenlibellen-Körper aus Metall (Aluminium) für den Einbau in die Modelle 1025 bis 1032.

Dosenlibelle mit sehr hoher Empfindlichkeit.

Diese Libelle können wir für Sie auch in unsere Dosenlibellen mit Metallfassung (Modell 1025 bis Modell 1032) - anstelle der standardmäßig verbauten - einbauen und so die Empfindlichkeit erhöhen.

Der Boden- \varnothing dieser Libelle muß mit der Angabe Körper- \varnothing der Dosenlibelle in Metallfassung übereinstimmen, damit er eingebaut werden kann.

Wir beraten Sie gerne.



[Fragen zum Artikel](#)

Abmessungen in mm

Bestell-Nr.	Höhe ca.	Boden- \varnothing	Empfindlichkeit
1034-001	8	14	5'
1034-002	8	15	5'
1034-003	8	18	5'
1034-004	8	20	5'
1034-005	8	25	5'
1034-006	8	14	10-15'
1034-007	8	15	10-15'
1034-008	8	18	10-15'
1034-009	8	20	10-15'
1034-010	8	25	10-15'
1034-011	8	14	20'
1034-012	8	15	20'
1034-013	8	18	20'
1034-014	8	20	20'
1034-015	8	25	20'