

<https://www.eichhorn-gme.com/> Modell 1029 /

#### Modell 1029

Dosenlibelle mit Fußplatte zum Aufschrauben und Libelle zum Halbeinlassen, Messing, vernickelt.

Der angegebene Körper- $\varnothing$  ist der Durchmesser der eingebauten Libelle.  
Durch den Einbau von Modell 1034 können wir die Empfindlichkeit erhöhen.



[Fragen zum Artikel](#)

#### Abmessungen in mm

Bestell-Nr.	Höhe ca.	Boden- $\varnothing$	Körper- $\varnothing$	Teilkreis- $\varnothing$	Bohrungs- $\varnothing$	Empfindlichkeit
1029-002	15	45	30	39	3	35'
1029-003	14	40	25	34,5	2,5	35'
1029-004	13	35	20	29	2,5	35'
1029-006	11	30	15	24	2,5	35'
1029-008	10	25	15	21	2	35'
1029-009	10	22	15	19	1,6	35'
1029-010	10	20	12	17	1,6	35'